



## Холодильники и морозильники общего назначения серии TSG

Надежное хранение и защита образцов

### Предназначены для ежедневного использования в лаборатории

Универсальные холодильники и морозильники серии TSG от компании Thermo Scientific™ разработаны с учетом ваших потребностей. Оборудование серии TSG создано для ежедневного применения в исследовательских, клинических и промышленных лабораториях для хранения реагентов, питательных сред, белков и образцов.

Универсальные холодильники и морозильники серии TSG созданы по новейшим технологиям и обладают следующими преимуществами:

- Бесшумная система охлаждения
- Низкое потребление электроэнергии
- Сигнализация сбоя температуры, питания и приоткрытой двери
- Хладагенты не содержат хлор- и фторуглеродороды
- Гарантия 1 год на запчасти и работы



### В нашем оборудовании Вы найдете все необходимое для работы: производительность, безопасность и качество

#### Производительность

- Холодильники: Заданное значение +5°C, настраиваемый диапазон температур от +2 до +15°C
- Морозильники: Заданное значение -20°C, настраиваемый диапазон температур от -25 до -10°C
- Бесшумная работа <60 дБА
- Цифровой контроллер с журналом регистрации аварийных сигналов
- Адаптивная система размораживания

#### Безопасность

- Сигнал аварийно низкой/высокой температуры
- Сигнализация приоткрытой двери
- Сигнализация сбоя питания
- Сигнализация засорения конденсатора
- Закрывается на замок
- Контакты для подключения удаленной аварийной сигнализации

#### Качество

- Гарантия 1 год на запчасти и работы
- Маркировка CE
- Внутренняя поверхность окрашена в белый цвет, снаружи — сталь с защитным покрытием

## Холодильники серии TSG

Холодильники серии TSG от компании Thermo Scientific™ отличаются высокой производительностью, безопасностью и качеством, необходимыми для ежедневной работы в условиях лаборатории.

- Большой выбор размеров от 400 до 1500 л
- Исполнение со сплошными либо стеклянными дверями (триплекс)
- Бесшумная работа <60 дБА
- Внутренняя и наружная поверхности окрашены в белый цвет
- Адаптивная система размораживания
- Сигнализация сбоя температуры, питания (имеется резервный аккумулятор) и приоткрытой двери
- Низкое тепловыделение
- Порт доступа с задней стороны
- Закрывается на замок
- Светодиодное внутреннее освещение
- Хладагенты не содержат хлор- и фторуглеродороды
- Контакты для подключения удаленной аварийной сигнализации



Холодильники серии TSG с рабочим диапазоном температур от +2 до +10°C (заданное значение +5°C)								
Модель №	Объем (л)	Двери	Полки	Габариты ШхГхВ (мм)	Напряжение	Потребление энергии	Тип штепера	Упаковка
TSG400RESBV	347	1 сплошная	5	600 x 641 x 1956	230 В/ 50 Гц	0,6 кВтч/день	ЕС	Коробка
TSG400RESCV								Деревянная обрешетка
TSG400RESBW							Великобритания	Коробка
TSG400RESCW								Деревянная обрешетка
TSG700RESBV	620	1 сплошная	4	750 x 826 x 2085		1,1 кВтч/день	ЕС	Коробка
TSG700RESCV								Деревянная обрешетка
TSG700RESBW							Великобритания	Коробка
TSG700RESCW								Деревянная обрешетка
TSG1500RESBV	1355	2 сплошные	8	1440 x 827 x 2082		3,7 кВтч/день	ЕС	Коробка
TSG1500RESCV								Деревянная обрешетка
TSG1500RESBW							Великобритания	Коробка
TSG1500RESCW								Деревянная обрешетка
TSG400REGBV	347	1 стеклянная	4	600 x 658 x 1956	1,1 кВтч/день	ЕС	Коробка	
TSG400REGCV							Деревянная обрешетка	
TSG400REGBW						Великобритания	Коробка	
TSG400REGCW							Деревянная обрешетка	
TSG700REGBV	620	1 стеклянная	4	750 x 840 x 2085	0,9 кВтч/день	ЕС	Коробка	
TSG700REGCV							Деревянная обрешетка	
TSG700REGBW						Великобритания	Коробка	
TSG700REGCW							Деревянная обрешетка	
TSG1500REGBV	1355	2 стеклянные	8	1440 x 827 x 2082	4,2 кВтч/день	ЕС	Коробка	
TSG1500REGCV							Деревянная обрешетка	
TSG1500REGBW						Великобритания	Коробка	
TSG1500REGCW							Деревянная обрешетка	

## Морозильники серии TSG

Морозильники серии TSG от компании Thermo Scientific™ разработаны с учетом Ваших потребностей и сочетают в себе производительность, безопасность и качество, необходимые для ежедневной работы в лаборатории.

- Большой выбор размеров от 400 л (с одной дверью) до 1500 л (с двумя дверями)
- Бесшумная работа <60 дБА
- Внутренняя и наружная поверхности окрашены в белый цвет
- Адаптивная система размораживания
- Сигнализация сбоя температуры, питания (с резервным аккумулятором) и приоткрытой двери
- Подогреваемый периметр дверцы
- Порт доступа с задней стороны
- Закрывается на замок
- Светодиодное внутреннее освещение
- Хладагенты не содержат хлор- и фторуглероды
- Дистанционные контакты для аварийной сигнализации



Морозильники серии TSG с рабочим диапазоном температур от -12 до -25°C (заданное значение -20°C)								
Модель №	Объем (л)	Двери	Полки	Габариты ШХГХВ (мм)	Напряжение	Потребление энергии	Тип штепера	Упаковка
TSG400FESBV	347	1 сплошная	4	600 x 655 x 1955	230 В/ 50 Гц	7 кВтч/день	ЕС	Коробка
TSG400FESCV								Деревянная обрешетка
TSG400FESBW							Великобритания	Коробка
TSG400FESCW								Деревянная обрешетка
TSG700FESBV	620	1 сплошная	4	750 x 855 x 2085		6,6 кВтч/день	ЕС	Коробка
TSG700FESCV								Деревянная обрешетка
TSG700FESBW							Великобритания	Коробка
TSG700FESCW								Деревянная обрешетка
TSG1500FESBV	1355	2 сплошные	8	1440 x 837 x 2082	11 кВтч/день	ЕС	Коробка	
TSG1500FESCV							Деревянная обрешетка	
TSG1500FESBW						Великобритания	Коробка	
TSG1500FESCW							Деревянная обрешетка	

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ■ ПЛАСТИК ■ СТЕКЛО ■ РЕАКТИВЫ ■ НАБОРЫ