

IKA®

Центрифуга IKA® mini G



designed
to work perfectly

ΔΙΑ·Μ
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

IKA® mini G | компактная, но мощная!



IKA® представляет совершенно новую миницентрифугу для применений, где не требуются сверхвысокие частоты вращения, например, для микрофльтраций и выделения клеток. Отличительная черта миницентрифуги mini G это её компактная конструкция и небольшая занимаемая площадь на рабочем столе. Прозрачная крышка осуществляет возможность постоянного наблюдения за процессом. Миницентрифуга mini G позволяет использовать как микроцентрифужные пробирки, так и стрипованные пробирки для ПЦР.

Технические характеристики	IKA® mini G
Вместимость	8 пробирок 2,0 мл
Допустимая плотность	1,2 кг/дм ³
Центробежное ускорение	2000 G
Макс. кинетическая энергия	20 Н·м
Номинальная входная/выходная мощность электродвигателя	12 / 8 Вт
Фиксированная частота вращения	6000 об/мин
Возможность изменения направления вращения	нет
Отклонение частоты вращения	5%
Таймер	1 – 99 мин
Индикатор таймера	7-сегментный светодиодный
Допустимое время включённого состояния	100%
Быстрая остановка	да
Открытие крышки	автоматически
Замена ротора	без инструмента
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	155 x 175 x 105 мм
Масса	1,4 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 – 40 °С
Допустимая относительная влажность	80%
Напряжение постоянного тока	24 В

Идент. № 0003958000



IKA+
Специальные средства обеспечения безопасности






- > Центрифуга запускается только с закрытой крышкой
- > Крышка легко открывается при нажатии кнопки

Особенности

- > Постоянная частота вращения 6000 об/мин
- > Цифровой таймер на 1 – 99 мин
- > Встроенная функция быстрой остановки
- > Быстрый набор скорости
- > Компактная конструкция и бесшумная работа
- > Возможность замены ротора без инструментов
- > Простое управление с помощью сенсорной кнопочной панели

3 Трёхлетняя гарантия*

* 2+1 год после регистрации на сайте www.ika.com/register





Степень защиты согласно DIN EN 60529: IP 30



Принадлежности, входящие к комплект поставки

- Ротор для 8 пробирок 1,5 / 2 мл **1** Идент. № 0003918500
- Ротор для 4 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл **2** Идент. № 0004531300
- Адаптер для 8 пробирок 0,5 мл **3** Идент. № 0004470900
- Адаптер для 8 пробирок 0,4 мл **4** Идент. № 0004470901
- Адаптер для 8 пробирок 0,2 мл **5** Идент. № 0004470902





000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

