

Rotavapor® R-220 EX / R-250 EX

Взрывозащищенное оборудование

Интуитивно понятное управление гарантирует безопасную и эффективную промышленную дистилляцию. Настройте свой промышленный испаритель Rotavapor® в соответствии с вашими задачами. Прибор соответствует последним нормативам по взрывозащищенности, поэтому процессы дистилляция в колбах объемом до 50 литров всегда будут протекать безопасно.

Безопасность

Соответствует стандартам АTEX и обеспечивает максимальную защиту



Простота

Интуитивно понятное, простое обслуживание с высочайшим уровнем безопасности



Длительный срок службы

Испытанные технологии и качество гарантируют длительный срок службы



Rotavapor® R-220 EX / R-250 EX

Ключевые особенности и преимущества



Ротационный испаритель
Rotavapor® R-220 EX




Ротационный испаритель
Rotavapor® R-250 EX

Характеристики:



Надежный партнер по взрывобезопасности

Тесное сотрудничество со специалистами обеспечивает полное соответствие испарителей Rotavapor® последним требованиям.



Отличное оснащение

Благодаря широкому выбору комплектов стекла мы можем предложить идеальное решение для эффективной и бережной дистилляции.




Высококачественные материалы

Использование высококачественных инертных материалов гарантирует долгий срок службы и защиту ВАШЕГО ОБРАЗЦА.



Эксплуатация 24/7

Надежная конструкция и использование высококачественных материалов обеспечивают длительную эксплуатацию прибора в самых жестких промышленных условиях.



Высокая производительность

Высокая производительность — важный показатель. Наш прибор R-250 EX может дистиллировать до 19 л этанола в час, а R-220 EX — до 13,5 л этанола




Простота использования

Интуитивно понятное управление обеспечивает безопасную и бесперебойную работу. Дополнительный держатель колб гарантирует безопасную работу оператора даже с колбой 50 л

Индивидуальные решения? — Без проблем!

Даже при самом широком выборе конфигураций и решений существуют ситуации, в которых стандартные комплектации не полностью соответствуют вашим требованиям. Ограничения по высоте или нестандартное использование могут потребовать модификации. Предлагая индивидуальные решения, мы можем помочь вам и в таких ситуациях



Ограничения по высоте



Нестандартное оснащение (например, охлаждающий змеевик для бани)

R-220 EX / R-250 EX: ваши основные преимущества



Безопасность

- Сертификация по АТЕХ обеспечивает максимальную безопасность
- Немедленное отключение в случае нарушения безопасности
- Расширенная функциональность и повышенная безопасности при работе с широкой номенклатурой принадлежностей
- Опциональный взрывозащищенный вакуумный насос
- Рассчитан на безопасную работу в неблагоприятных условиях окружающей среды
- Безопасное обращение и подпружиненные клапаны защищают стекло



Простота

- Интуитивно понятное управление Rotavapor® и его встроенным вакуумным контроллером
- Превосходная управляемость благодаря хорошо читаемому дисплею
- Простое обращение с колбой благодаря уникальному креплению колб



Длительный срок службы

- Длительный срок службы благодаря использованию только нержавеющей стали
- Малая потребность в техническом обслуживании благодаря использованию химически стойких материалов
- Безотказная работа благодаря использованию прочных промышленных клапанов

Расширьте возможности вашей лаборатории



Rotavapor®
R-250

Наилучшая
производительность
при максимальной
безопасности



Rotavapor®
R-220 Pro

Высокая производи-
тельность для про-
мышленных масштабов



Взрывозащищенный
вакуумный насос

Надежный ваку-
умный насос для
взрывозащищенной
лаборатории

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

