


## Шпатель препаровальный



тип 1 - жесткое лезвие, деревянная ручка  
тип 2 - гибкое лезвие, деревянная ручка  
тип 3 - гибкое лезвие, ручка из нержавеющей стали 18/10

Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	Тип	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	10	0,6	1	3530
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	15	0,6	1	3531
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	20	0,6	1	3532
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	10	0,4	2	3535
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	15	0,4	2	3536
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	20	0,4	2	3537
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	10	0,4	3	3445
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	15	0,4	3	3446
Нержавеющая сталь 18/10	150	50	20	0,4	3	3447

**000 «Диаэм»**

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ [sales@dia-m.ru](mailto:sales@dia-m.ru)

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
[spb@dia-m.ru](mailto:spb@dia-m.ru)

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
[nsk@dia-m.ru](mailto:nsk@dia-m.ru)

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
[vrn@dia-m.ru](mailto:vrn@dia-m.ru)

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
[nba@dia-m.ru](mailto:nba@dia-m.ru)

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
[krsk@dia-m.ru](mailto:krsk@dia-m.ru)

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
[kazan@dia-m.ru](mailto:kazan@dia-m.ru)

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
[rnd@dia-m.ru](mailto:rnd@dia-m.ru)

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
[ekb@dia-m.ru](mailto:ekb@dia-m.ru)

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
[kemerovo@dia-m.ru](mailto:kemerovo@dia-m.ru)

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
[armenia@dia-m.ru](mailto:armenia@dia-m.ru)

