

## Стаканчик для взвешивания

низкий, СН



Цилиндрические низкие тонкостенные стеклянные стаканчики для взвешивания с плоским дном. Оснащены идеально шлифованной крышкой для предотвращения попадания посторонних веществ в образец. Предназначены для взвешивания и хранения веществ.

Стаканчики изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.

Объём мл	Шлиф	Диаметр мм	Высота мм	Упаковка шт.	Артикул
10	34/12	32	45	20	704
20	45/13	43	45	10	705
40	60/14	58	45	10	706
75	85/15	82	45	10	707

## Стаканчик для взвешивания

высокий, СВ



Цилиндрические высокие тонкостенные стеклянные стаканчики для взвешивания с плоским дном. Оснащены идеально шлифованной крышкой для предотвращения попадания посторонних веществ в образец. Предназначены для взвешивания и хранения веществ.

Стаканчики изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 и в дополнение к нему из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.

Capacity (ml)	Joint	Diameter (mm)	Height (mm)	Pack Unit	Item number
5	14/8	20	28	20	1698
10	19/9	26	38	20	1643
20	24/10	30	48	20	1688
50	34/12	40	62	20	1536
100	45/13	50	80	10	3769*
200	60/14	65	95	10	3770*

\* в дополнение к ГОСТ

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7(923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

