

КЛЕТКИ ДЛЯ КРЫС И МОРСКИХ СВИНОК Alternative Design (США)

Клетки производятся из двух различных материалов: поликарбоната (PC) или полисульфона (UD).

Поликарбонат - не дорогой материал, прозрачный и долговечный, но он не рекомендован для автоклавирования.

Полисульфон, как современный материал отвечает большинству требований. Он не портится ни от облучения, ни от горячей воды, к тому же он может подвергаться автоклавированию. Материал с хорошей видимостью, которая не ухудшается со временем. Полисульфон пользуется большим спросом, обеспечивая пользователю хорошее качество и долговечность.

Клетка DURA

Полноразмерная клетка, разработанная для крыс и морских свинок. Вмещает 2-х грызунов.

- **RC88D-PC** - поликарбонат
- **RC88D-UD** - полисульфон
- Габариты (ШхГхВ) см: 26,0 x 47,6 x 20,3
- Площадь пола – 910 см²



Крышка с фильтром

Крышка со сменным бумажным фильтром.

- **FT8XL-PC** - поликарбонат
- **FT8XL-UD** - полисульфон
- Габариты (ШхГхВ) см: 27,3 x 48,9 x 8,3
- **FP-R-1018XAD** – сменный бумажный фильтр - 42x20,3 см



Проволочная крышка-кормушка

Крышка изготовлена из гальванизированной нержавеющей стали. Она имеет бункер для корма и может вмещать низкую бутылку для воды. Крышка легко устанавливается благодаря ручке.

- **WL88R** – с закругленными краями
- **WL88F** – с плоскими краями



Держатель для карточек CH3x5-UP-B

Этот держатель 3-в-1 можно расположить горизонтально, вертикально или откинуть вверх, чтобы зафиксировать в вертикальном положении. Он разработан достаточно гибким, чтобы надежно хранить до 5 стандартных карточек размером 7,62 x 12,7 см. Сделанный из полипропиленовой смолы, этот держатель для карт автоклавируется, гибкий и ударопрочный



Бутылка для воды

изготовлена из полисульфона, автоклавируются при 149°C.

- **WB16FS** – квадратная бутылка, 473 мл, горло 8,5



Пробка в комплекте с поилкой.

- **NASS8.5ST2.5SB** - неопреновая пробка 8,5 (автоклавируемая), поилка 6,35 см с шариком



ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

