

Rotavapor® R-100 Экономичное упаривание

Ротационный испаритель Rotavapor® R-100 — это ротационный испаритель начального уровня, подходящий для основных задач упаривания в соответствии с высочайшими стандартами качества BUCHI.



Экономичность

Сконструирован для широкого спектра задач




Надежный и признанный

Удобный для пользователя, с неизменным качеством BUCHI



Дополнительное оснащение

Повышение эффективности за счет расширения комплектации



R-100: Ваши основные преимущества



Экономичность

- Эффективный Rotavapor при низких капитальных затратах
- Базовый комплект подходит для основных задач упаривания
- Длительный срок службы благодаря высококачественным материалам



Надежный и признанный

- Надежная работа благодаря прочной конструкции
- Быстрая и эргономичная работа с ручным подъемником
- Удобное обращение с колбой и снятие пароотводящей трубки благодаря многофункциональному зажиму Combi-Clip



Дополнительное оснащение

- Простая работа благодаря интегрированному интерфейсу, вакуумному насосу и циркуляционному охладителю
- Возможность использования разнообразных принадлежностей и комплектов стекла
- Гибкое использование независимой нагревательной бани для различных применений

Расширьте возможности вашей лаборатории



Vacuum Pump
V-100
Экономичный
источник вакуума



Interface
I-100
Экономичное
регулирование
вакуума



Recirculating Chiller
F-100 / F-105
Самый легкий способ
охлаждения



Multivapor™
P-6 / P-12
Эффективное испа-
рение нескольких
образцов

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

