

Двусторонний микрошпатель, изогнутый



Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	100	30	2	1	3010G
Нержавеющая сталь 18/10	100	35	3	1,5	3013G
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	3	1,5	3014G
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	5	2	3021G
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	5	2	3022G
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	5	2	3023G
Нержавеющая сталь 18/10	210	55	5	2	3024G

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

