

IKA

designed for scientists

ДИАМ
современная лаборатория

www.dia-m.ru
2002 on-line



MF 10 basic Привод для тонкого измельчения

/// Технический паспорт

Универсальная мельница для непрерывной работы.

- Мощный привод
- Легкость очистки благодаря рабочей поверхности из нержавеющей стали
- Две перемалывающих насадки
- Насадки легко менять
- Перемалывающие насадки в комплект поставки не входят



designed for scientists

Технические данные

Тип процесса	Поточный
Рабочий принцип	сокращение/воздействие
Потребляемая мощность привода [W]	1000
Производимая мощность привода [W]	500
Диапазон вращающего момента [грм]	3000 - 6500
Рабочий цикл вкл. [min]	120
Рабочий цикл выкл. [min]	30
Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом (опция)	да
Размеры [mm]	320 x 380 x 300
Вес [kg]	9.7
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 22
Напряжение [V]	230 / 115 / 100 - 115
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1000

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

