

Ложка химическая



Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	F x E	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	120	30	20	1	31x23	3420
Нержавеющая сталь 18/10	150	32	22	1	38x27	3421
Нержавеющая сталь 18/10	180	32	22	1	40x28	3422
Нержавеющая сталь 18/10	210	32	22	1	40x28	3423
Нержавеющая сталь 18/10	250	45	32	2	50x35	3424
Нержавеющая сталь 18/10	300	50	37	2	55x41	3425
Ni 99,5%	120	30	20	1	31x23	3430
Ni 99,5%	150	32	22	1	38x27	3431
Ni 99,5%	180	32	22	1	40x28	3432
Ni 99,5%	210	32	22	1	40x28	3433
PTFE coating	180	32	22	1	40x28	3750
титан	180	32	22	1	40x28	3920
Carbon coating	180	32	22	1	40x28	3426