

Stat Fax® 4200

Программируемая открытая система

Планшетный иммуноферментный
анализатор

Stat Fax на службе в лабораториях
по всему миру более 25 лет!



Stat Fax® 4200 — компактный, автономный
8-ми канальный планшетный анализатор.
Его современный дизайн, сенсорный
экран, быстрое считывание,
превосходная оптика, встроенное
программное обеспечение для построения
кривых и встроенный принтер соответствуют
требованиям современных лабораторий.

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

 **AWARENESS®**
TECHNOLOGY, INC.

Планшетный иммуноферментный анализатор Stat Fax® 4200

Диапазон линейности измерения	От 0,0 до 4,0 единиц оптической плотности (A)
Точность измерения	± 1 %
Стабильность	Дрейф нуля не более 0,005 A в течение 8 часов
Источник света	Галогеновая лампа с функцией сбережения
Фильтры (длины волн)	Стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм Модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм Оptionальные фильтры: от 405 нм до 700 нм
Тип фильтров	Интерференционные с ионным напылением, с полосой полупропускания 10 нм
Планшет	Стандартный 96-ти луночный или 8-ми или 12-ти луночные стрипы
Дисплей	Цветной, интерактивный жидкокристаллический дисплей 5,7" (14,5 см) с сенсорным экраном
Скорость	Измерение одного 96-ти луночного планшета в течение 10 секунд
Принтер	Термопринтер с возможностью печати графиков
Электропитание	115 В или 230 В переменного тока, 50–60 Гц
Интерфейс	USB 2.0, USB для подключения мыши (опция)
Механизм перемещения планшета	Шаговый электродвигатель
Методы анализа	Абсорбция, по однотоочечной калибровке, по точке отсечения Cut-off, по обратно пропорциональной зависимости, по многотоочечной калибровке, по параболической калибровке, по линейной калибровке
Дополнительные функции	Программируемая пользователем открытая система, выбираемое форматирование планшета, алфавитно-цифровое обозначение теста, автоматические опции интерпретации, опции дубликата лунки, отображение и редактирование кривой, флаги и сообщения об ошибках
Корпус	Пластиковый, огнестойкий
Габариты	21×34,3×43,2 см
Вес	5,4 кг



Dri Dye® Chek Strips
Для проверки рабочих характеристик приборов Stat Fax®, ChroMate® и ИФА анализаторов других производителей.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

