

### **Комплект поставки:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Система очистки воды I-21S в сборе  | -1 шт.  |
| 1 ступень – картридж механический префильтр atoll МП-5                             |         |
| 2 ступень – картридж гранулированный активированный уголь Pentek GAC-10            |         |
| 2) Ключ пластиковый  | -1 шт.  |
| 3) Руководство по эксплуатации   | -1 шт.  |
| 4) Шланг с резьбой 3/4 дюйма, кат. номер 415214003                                 | -1 шт.  |
| 5) Шланг с резьбой 1/2 дюйма, кат. номер ГП0014                                    | -1 шт.  |
| 6) Переходник 1/2"x3/4" Viega (бронза), кат. номер 320 423                         | - 1 шт. |
| 7) Переходник Viega (бронза) Футорка 3/4"x1/2", кат. номер 266 493                 | - 1 шт. |
| 8) Картридж запасной механический ЭФМ 10/5-SL 10"(рекомендуемая замена 4-6 месяца) | - 1 шт. |
| 9) Картридж запасной угольный CBC 0.6-SL10 (рекомендуемая замена 4-6 месяца)       | -1 шт.  |

**Срок эксплуатации-не более 5 лет.**

**Срок гарантии-12 месяцев.**

**000 «Диаэм»**

**Москва**

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ [sales@dia-m.ru](mailto:sales@dia-m.ru)

**[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)**

**С.-Петербург**

+7 (812) 372-6040  
[spb@dia-m.ru](mailto:spb@dia-m.ru)

**Новосибирск**

+7(383) 328-0048  
[nsk@dia-m.ru](mailto:nsk@dia-m.ru)

**Воронеж**

+7 (473) 232-4412  
[vrn@dia-m.ru](mailto:vrn@dia-m.ru)

**Йошкар-Ола**

+7 (927) 880-3676  
[nba@dia-m.ru](mailto:nba@dia-m.ru)

**Красноярск**

+7(923) 303-0152  
[krsk@dia-m.ru](mailto:krsk@dia-m.ru)

**Казань**

+7(843) 210-2080  
[kazan@dia-m.ru](mailto:kazan@dia-m.ru)

**Ростов-на-Дону**

+7 (863) 303-5500  
[rnd@dia-m.ru](mailto:rnd@dia-m.ru)

**Екатеринбург**

+7 (912) 658-7606  
[ekb@dia-m.ru](mailto:ekb@dia-m.ru)

**Кемерово**

+7 (923) 158-6753  
[kemerovo@dia-m.ru](mailto:kemerovo@dia-m.ru)

**Армения**

+7 (094) 01-0173  
[armenia@dia-m.ru](mailto:armenia@dia-m.ru)

