

Шпатель-ложка



тип 1 - стандартный
тип 2 - микрошпатель

Материал	A (Длина)	D/Ø	F x E	Тип	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	130	2	10 x 5	2	3210
Нержавеющая сталь 18/10	185	2	10 x 5	2	3211
Нержавеющая сталь 18/10	210	2	12 x 5	2	3212
Нержавеющая сталь 18/10	180	3	25 x 8	1	3213
Нержавеющая сталь 18/10	210	4	25 x 12	1	3214
Нержавеющая сталь 18/10	230	4	25 x 12	1	3215
PTFE coating	180	3	25x8	1	3720
PTFE coating	210	4	25x12	1	3721
PTFE coating	230	4	25x12	1	3722

