

Ротационный испаритель RV 3V (Германия)

надежный, простой и доступный

Комплект со стеклом – 170 250 рублей!

ДИА•М

современная лаборатория

ИКА®



Ротационный испаритель **RV 3V** – идеальная модель «базового» роторного испарителя, **идеален для решения рутинных задач концентрирования, очистки, сушки веществ, решает большинство задач в лаборатории.**

- Масляно-водяная баня – 4 л, до 100 °С;
- скорость вращения ротора, об/мин – 5–300;
- высокопроизводительный конденсатор с поверхностью охлаждения 1500 см²;
- блокирующий механизм: красный индикатор показывает разблокированное положение паровой трубки.

10003324	Испаритель роторный RV 3 V, комплект стекла, баня, ручной лифт, ИКА	2398=
10003328	Испаритель роторный RV 3 V-C, комплект стекла с покрытием, баня, ручной лифт, ИКА	2557=
10003331	Испаритель роторный, RV 3 FLEX, без стекла, баня, ручной лифт, ИКА	2248=

Цены указаны в евро на 10.04.2018

Вакуумные насосы и чиллеры (жидкостные охладители)

20016236	Насос вакуумный, вакуум до 2 мбар, 1,32 м ³ /ч, Vacstar digital, ИКА	2 975=
3980000	Насос вакуумный, вакуум до 7 мбар, 1,7 м ³ /ч, MVP 10 basic, ИКА	2 159=
4171000	Термостат жидкостный (охладитель), -20 ...+40 °С, 4 л, RC 2 basic, ИКА	3660=
4173000	Термостат жидкостный (охладитель), -30 ...+40 °С, 4 л, беспроводной контроллер, RC 2 control, ИКА	4860=
4181000	Термостат жидкостный (охладитель), -30 ...+80 °С, 7 л, RC 5 basic, ИКА	5400=
4183000	Термостат жидкостный (охладитель), -30 ...+80 °С, 7 л, беспроводной контроллер, RC 5 control, ИКА	6000=



Избранное IKA 2018



**Магнитная мешалка
IKA Plate (RCT digital)**

- Объем перемешивания – до 20 л;
- диаметр платформы, мм – 150;
- **пожизненная гарантия**;
- платформа из алюминиевого сплава.



**Магнитная мешалка
C-MAG HS 7 control**

- Объем перемешивания – 20 л;
- скорость, об/мин – 50 – 1500;
- размер платформы, мм – 180×180;
- **пожизненная гарантия**;
- платформа из керамики.



**Магнитная мешалка
Mini MR standard**

- Объем перемешивания – до 1 л;
- скорость, об/мин – 0–2500;
- размер платформы, мм – 115×115;
- белая установочная платформа из полиэстера.



**Магнитная мешалка
KMO 3 basic**

- Объем перемешивания – до 5 л;
- скорость, об/мин – 10 – 1500;
- размер платформы, мм – 140×120;
- установочная поверхность из закаленного стекла;
- отображение изменения крутящего момента на дисплее.



**Магнитная мешалка
Midi MR 1 standard**

- объем перемешивания – до 50 л;
- размер платформы, м – 350×350;
- корпус из нержавеющей стали.



**Магнитная мешалка
Maxi MR 1 standard**

- объем перемешивания – до 150 л;
- размер платформы, м – 500×500;
- корпус из нержавеющей стали.



**Верхнеприводные мешалки
Microstar 7.5/15/30 control**

- Объем по воде – 5/10/20 л;
- диапазон скоростей, об/мин – до 2000/1000/500;
- макс. вязкость, мПа·с – 4000/8000/20000;
- детектирование вибрации с автоматическим отключением при обнаружении дисбаланса в движении мешалки;
- **пожизненная гарантия**.



Термостат жидкостной HRC 2 basic | control

- диапазон температур, °C – -20...+100 / 30...+100;
- объем ванны, л – 4.

Термостат жидкостной CBC 5 basic | control

- диапазон температур, °C – -25...+200;
- объем ванны, л – 7.
- цифровой индикатор уровня.



**Верхнеприводные мешалки
Ministar 20 | 40 | 80 control**

- Макс. перемешиваемый объем по воде, л – 15, 25, 50;
- диапазон скоростей, об/мин – до 2000, 1000, 500;
- макс. вязкость, мПа·с – 10000, 30000, 60000;
- детектирование вибрации с автоматическим отключением при обнаружении дисбаланса в движении мешалки;
- **пожизненная гарантия**.

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская,
д. 7, к. 3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**
пер. Семашко, д. 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru