

Био TDB-100, Термостат типа “Драй-блок”

ОПИСАНИЕ

Био TDB-100 — компактный, удобный в управлении твердотельный термостат, специально разработанный для длительных инкубаций при различных температурах. Универсальный встроенный алюминиевый блок имеет гнезда для 3-х наиболее распространенных типов пробирок Эппендорф. По желанию заказчика возможно изготовление специализированных блоков для различных типов пробирок и планшетов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0.1°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.936 ... 1.063 (± 0.063)
Вместимость блока	24x2/1,5 мл + 15x0,5 мл + 10x0,2 мл пробирки
Диаметр блока/глубина	Ø 130 мм / 45 мм
Цифровая установка времени	1 мин.– 96 ч. / непрерывно
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	210x230x115 мм
Вес	2,8 кг
Потребляемая мощность (230В)	200 Вт (870 мА)
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц



КАТ. HOMEP

With built-in block	Со встроенным блоком
BS-010412-AAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010412-AAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010412-AA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010412-AAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010412-AK	IQ OQ документ
BS-010412-BK	PQ документ

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

