

Шпатель двухсторонний



Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	9	3	3100
Нержавеющая сталь 18/10	150	45	9	3,5	3101
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	9	3,5	3102
Нержавеющая сталь 18/10	210	60	11	4	3103
Нержавеющая сталь 18/10	250	70	11	4	3104
Нержавеющая сталь 18/10	300	75	16	6	3105
Нержавеющая сталь 18/10	350	85	16	6	3106
Нержавеющая сталь 18/10	400	100	16	6	3107
Нержавеющая сталь 18/10	500	100	20	8	3108
Ni 99,5%	130	40	9	3	3110
Ni 99,5%	150	45	9	3	3111
Ni 99,5%	185	50	9	4	3112
Ni 99,5%	210	55	11	4	3113
Ni 99,5%	250	60	11	4	3114
PTFE coating	150	45	9	3,5	3700

PTFE coating	185	50	9	3,5	3701
PTFE coating	210	55	11	4	3702
титан	210	60	11	4	3910
Carbon coating	150	45	9	3,5	3405

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

