



циркуляционный охладитель F-100 Легкий способ охлаждения

Экономичный, экологически безопасный и компактный охладитель для небольших дистилляторов.

Экономичность

Экономичная система для выполнения базовых операций




Экологичность

Энергоэффективный, не расходует воду и сокращает выделение тепла до минимума



Надежность и простота

Длительная и безотказная работа с разными типами дистилляторов



F-100: Ваши основные преимущества



Экономичность

- Эффективное охлаждение при низких капитальных затратах
- Компактные размеры для лабораторного размещения
- Экономия благодаря полному отсутствию потребления воды



Экологичность

- Эффективное охлаждение при фиксированной температуре 10 °С
- Стабильная работа благодаря отсутствию потребления воды
- Экономит энергию и сокращает потери растворителей и выделение тепла до минимума
- Автоматический режим ожидания сокращает длительность охлаждения



Надежность и простота

- Оптимально подходит для решения базовых задач охлаждения
- Простота работы благодаря фиксированной температуре охлаждения
- Длительный срок службы благодаря прочной и стойкой конструкции и корпусу из нержавеющей стали

Расширьте возможности вашей лаборатории



Rotavapor®
R-100
Экономичное
упаривание



Rotavapor®
R-300
Удобное и эффек-
тивное ротацион-
ное упаривание



Multivapor™
P-6 / P-12
Эффективное упаривание нескольких образцов



Syncore®
Analyst
Максимально эффек-
тивная обработка
нескольких образцов

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

