

Микрошпатель двухсторонний



Микро-шпатель, двусторонний, нержавеющая сталь

Материал	A (Длина)	a (Длина)	B (Ширина)	D/Ø	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	100	30	2	1	3010
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	2	1	3011
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	2	1	3012
Нержавеющая сталь 18/10	100	35	3	1,5	3013
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	3	1,5	3014
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	3	1,5	3015
Нержавеющая сталь 18/10	100	35	4	2	3016
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	4	2	3017
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	4	2	3018
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	4	2	3019
Нержавеющая сталь 18/10	100	35	5	2	3020
Нержавеющая сталь 18/10	130	40	5	2	3021
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	5	2	3022

Нержавеющая сталь 18/10	185	50	5	2	3023
Нержавеющая сталь 18/10	210	55	5	2	3024
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	6	2	3025
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	6	2	3026
Нержавеющая сталь 18/10	210	55	6	2	3027
Нержавеющая сталь 18/10	150	40	9	3	3028
Нержавеющая сталь 18/10	185	50	9	3	3029
Нержавеющая сталь 18/10	210	55	9	3	3030
Ni 99,5%	100	35	8	1,6	3046
Ni 99,5%	130	40	8	1,6	3047
Ni 99,5%	150	50	8	1,6	3053
Ni 99,5%	200	65	8	1,6	3057
PTFE coating	150	40	3	1,5	3710
PTFE coating	185	50	4	2	3711
PTFE coating	185	50	5	2	3712
PTFE coating	210	55	6	2	3713

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

