

Шкафы для безопасного хранения опасных материалов

ДИАМ
современная лаборатория

asecos®

Asecos, Германия

- Защитные шкафы для хранения ЛВЖ и опасных веществ
- Шкафы для активного и пассивного хранения литий-ионных батарей
- Шкафы для кислот/щелочей
- Подстольные тумбы безопасного хранения ЛВЖ и опасных веществ
- Комбинированные шкафы безопасного хранения ЛВЖ и опасных веществ
- Шкафы для баллонов со сжатым газом



V-LINE Шкафы с автоматически выдвигаемыми полками!!! Очень удобно!

- Полностью автоматическое открытие и закрытие без дополнительных усилий
- Низкий уровень шума, плавное скольжение
- **Двусторонний доступ ко всем хранящимся материалам, максимальный комфорт в эксплуатации**
- Интеллектуальная функция остановки обнаруживает предметы во время открытия/закрытия и исключает опасность травмирования
- При неиспользовании шкафа двери автоматически закрываются через 60 сек со световым и звуковым предупреждающим сигналом
- Выдвижные полки с грузоподъемностью 50 кг
- Ш x Г x В, см — 45-82 x 86 x 200

35085-040-35100 Шкаф для ЛВЖ, 90 мин, автоматически открывающаяся дверь, 449x860x1966 мм, 4 полки серия V-LINE-90, Asecos

Q-LINE/V-LINE

Защитные шкафы для хранения ЛВЖ и опасных веществ в рабочих помещениях в соответствии с DIN EN 14470-1 и TRGS 510.

- Ш x Г x В, см — 56-120 x 62 x 200

31003-060-30003 Шкаф для хранения ЛВЖ 30 мин, 1164x620x1947 мм, распашные двери, 3 полки, поддон, серия Q-LINE, Asecos

31008-060-30043 Шкаф для хранения ЛВЖ, 30 мин, 864 x 620 x 1947, распашная дверь, 3 полки, поддон, серия Q-LINE, Asecos

31002-060-30076 Шкаф для хранения ЛВЖ, 30 мин, 564x620x1947 мм, распашная дверь, 3 полки, поддон, серия Q-LINE, Asecos



ION-LINE

Шкафы для активного и пассивного хранения литий-ионных батарей по DIN EN 1363-1 с противопожарной защитой снаружи и изнутри.

- высококачественная 3-ступенчатая система предупреждения/пожаротушения в шкафу, в зависимости от модели.
- Ш х Г х В, см — 60–120 х 62 х 200

38611-047-38628

Шкафы для хранения аккумуляторов, 90 минут, 4 полки, серия IONE-Line, Asecos

SL-LINE

Шкафы для кислот/щелочей для хранения агрессивных, невоспламеняющихся опасных веществ в рабочих помещениях.

- Шкафы **SL-classic**, Ш х Г х В, см — 60–120 х 60 х 200
- Тумба **SL-classic-UB**, Ш х Г х В, см — 59–140 х 57 х 60–80

30612-001-30614

Шкаф для хранения негорючих опасных материалов, распашные дверцы, выдвижные полки, серия SL-Classic, 4 ящика, 597 х 603 х 1965

30622-892-30624

Тумба для хранения негорючих опасных материалов, распашные дверцы, выдвижные полки, серия SL-Classic-UB, 590 х 570 х 600, Asecos



UB-LINE

Подпольные тумбы безопасного хранения ЛВЖ и опасных веществ в рабочих помещениях в соответствии с DIN EN 14470-1 и TRGS 510.

- Ш х Г х В, см — 57–140 х 50–75 х 60–80



K-LINE

Комбинированные шкафы безопасности для хранения ЛВЖ и агрессивных опасных веществ в нескольких герметично разделенных камерах хранения по DIN EN 14470-1 и TRGS 510.

- Шкафы **K-Phoenix**, Ш х Г х В, см — 110–120 х 60–62 х 200
- Тумбы **K-UB -90**, Ш х Г х В, см — 110–140 х 50 х 60

G-LINE

Шкафы для баллонов с газами для безопасного хранения в помещении и на открытом воздухе в соответствии с DIN EN 14470-2.

- Ш х Г х В, см — 60–170 х 40–62 х 145–215

30685-001-30687

Шкаф для газовых баллонов, 598х 616х 2050, 30 минут, серия G-LINE, Asecos

30673-001-30674

Шкаф для газовых баллонов, 898 х 616 х 2050, 30 минут, серия G-LINE, Asecos

30663-001-30664

Шкаф для газовых баллонов, 1198 х 616 х 2050, 30 минут, серия G-LINE, Asecos

30651-001-30652

Шкаф для газовых баллонов, 1398 х 616 х 2050, 30 минут, серия G-LINE, Asecos

Другие модели – по запросу.



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

